

## DZIAŁ REGENERACJI NARZĘDZI

### OSZCZĘDNOŚĆ DLA SZPITALA, BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTA

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED, producent wysokiej jakości narzędzi chirurgicznych oferuje szeroki zakres regeneracji narzędzi chirurgicznych produkcji CHIRMED oraz narzędzi pochodzących od innych producentów. Przeprowadzona regeneracja zapewnia przedłużenie funkcjonalności narzędzi i zachowanie ich w stanie bezpiecznym.

#### Regeneracja narzędzi obejmuje kompleksową usługę w skład której wchodzi:

- ostrzenie
- poprawianie stanu powierzchni poprzez szlifowanie, matowanie, polerowanie, elektropolerowanie, pasywację (ochronę przed korozją)
- wymiana uszkodzonych części narzędzi i ich uzupełnianie
- konserwacja
- ustawianie prawidłowej pracy narzędzi
- wymiana twardych wkładek
- złocenie uchwytów narzędzi z twardą wkładką
- diamentowanie powierzchni części pracującej
- znakowanie

#### Proces regeneracji obejmuje:

- analizę stanu narzędzia
- sporządzenie kosztorysu naprawy i przesłanie kalkulacji do klienta
- naprawę narzędzi po otrzymaniu zlecenia/akceptacji kosztorysu
- procedury testowe i odesłanie narzędzi do klienta

#### Korzyści:

- Możliwość bezpiecznego użytkowania naprawionego narzędzia bez konieczności ponoszenia kosztów na zakup nowego- koszt profesjonalnej naprawy to około 10-30% wartości zakupu nowego narzędzia. Wygląd oraz bezpieczeństwo i komfort pracy jest porównywalny do nowych narzędzi.
- Szeroki zakres napraw (nie tylko dla narzędzi z naszego programu)
- Szybka i profesjonalna obsługa zleceń

**UWAGA:** niefachowa regeneracja narzędzi może spowodować zniszczenie narzędzia, lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie, dlatego powinna być zawsze wykonywana przez profesjonalny serwis.

Usługi regeneracji oferowane przez firmę CHIRMED są objęte certyfikacją na zgodność z normami PN EN-ISO 13485:2012 oraz PN EN-ISO 9001:2009.



FABRYKA NARZĘDZI MEDYCZNYCH CHIRMED MARCIN DYNER

Ul. MSTOWSKA 8A, 42-240 RUDNIKI

tel. +48 34 320 14 84; +48 34 320 14 34

fax: +48 34 320 15 00; +48 34 320 14 35

e-mail: [info@chirmed.pl](mailto:info@chirmed.pl)

[www.chirmed.pl](http://www.chirmed.pl)