


CHIRMED®

Zaciski naczyniowe
Bulldog clamps
Bulldogklemmen
Сосудистые зажимы типа «бульдог»



from IDEA to SOLUTION






1/1

WELDON MINIATURE
CN 81




prosty
straight
gerade
просто́й

CN 80



odgięty
curved
gebogen
отогну́тые

CN 81



Nr Kat.
Cat. Ref.
Katalognummer
каталожный номер

CN 80

CN 81

Długość całkowita
Total length
Gesamtlänge
общая длина

33 mm

31 mm

Długość szczęk
Length of jaws
Maullänge
длина челюсти

13,8 mm

IDENTYFIKACJA:
IDENTIFICATION:
IDENTIFIKATION:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

V(Vena) niska siła zwierania
low pressure
schwacher Druk
маломощный короткое замыкание

A(Arteria) wysoka siła zwierania
high pressure
starker Druk
закрытие высокая прочность



CN 40



CN 40/T
TITANIUM



szczęki proste
straight jaws
gerades Maul
челюсти простой

IDENTYFIKACJA:
IDENTIFICATION:
IDENTIFIKATION:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

V (Vena)

A (Arteria)

V (Vena)

A (Arteria)

V (Vena)

A (Arteria)

V (Vena)

A (Arteria)

Nr Kat.
Cat. Ref.
Katalognummer
каталожный номер

CN 40
CN 40/T

CN 41
CN 41/T

CN 42
CN 42/T

CN 43
CN 43/T

CN 44
CN 44/T

CN 45
CN 45/T

CN 46
CN 46/T

CN 47
CN 47/T

Długość całkowita
Total length
Gesamtlänge
общая длина

30 mm

35 mm

40 mm

50 mm

Długość szczęk
Length of jaws
Maullänge
длина челюсти

9 mm

13 mm

14 mm

23 mm

Siła otwarcia
Opening pressure
Schließdruck
отверстия прочность

110-150 g

220-280g

110-150 g

220-280g

110-150 g


220-280g

110-150 g

220-280g



CN 52



CN 52/T
TITANIUM



szczęki lekko odgiete
slightly curved jaws
leicht gebogenes Maul
челюсть слегка согнута


IDENTYFIKACJA: IDENTIFICATION: ИДЕНТИФИКАЦИЯ:	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)
Nr Kat. Cat. Ref. Katalognummer каталожный номер	CN 48 CN 48/T	CN 49 CN 49/T	CN 50 CN 50/T	CN 51 CN 51/T	CN 52 CN 52/T	CN 53 CN 53/T	CN 54 CN 54/T	CN 55 CN 55/T
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	30 mm		35 mm		40 mm		48 mm	
Długość szczęk Length of jaws Maullänge длина челюсти	9 mm		13 mm		14 mm		22 mm	
Siła otwarcia Opening pressure Schließdruck отверстия прочность	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g



CN 60




CN 60/T
TITANIUM



szczęki mocno odgiete
curved jaws
stark gebogenes Maul
челюсти плотно скручена

IDENTYFIKACJA: IDENTIFICATION: ИДЕНТИФИКАЦИЯ:	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)
Nr Kat. Cat. Ref. Katalognummer каталожный номер	CN 56 CN 56/T	CN 57 CN 57/T	CN 58 CN 58/T	CN 59 CN 59/T	CN 60 CN 60/T	CN 61 CN 61/T	CN 62 CN 62/T	CN 63 CN 63/T
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	30 mm		35 mm		40 mm		45 mm	
Długość szczęk Length of jaws Maullänge длина челюсти	12 mm		16,5 mm		17 mm		21 mm	
Siła otwarcia Opening pressure Schließdruck отверстия прочность	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g



GLOVER

CN 89


CN 90

1/1
prosty
straight
gerade
простой
A

odgięty
curved
gebogen
отогнутые
B

odgięcie 90°
angled 90°
abgewinkelt 90°
отогнутые 90°
C

odgięty 90°
angled 90°
abgewinkelt 90°
отогнутые 90°
C



Nr Kat. Cat. Ref. Katalognummer каталожный номер	CN 89 A	CN 90 B	CN 91 A	CN 92 B	CN 93 A	CN 94 B	CN 95 C
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	48 mm	45 mm	69 mm	63 mm	84 mm	76 mm	37 mm
Długość szczęk Length of jaws Maullänge длина челюсти	22 mm		33 mm		48 mm		33 mm



CN 84

COOLEY
CN 85


CN 88

1/1

prosty
straight
gerade
простой
A

odgięty
curved
gebogen
отогнутые
B

odgięty 90°
angled 90°
abgewinkelt 90°
отогнутые 90°
C



Nr Kat. Cat. Ref. Katalognummer каталожный номер	CN 82 A	CN 83 B	CN 84 A	CN 85 B	CN 86 A	CN 87 B	CN 88 C
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	48 mm	44 mm	69 mm	64 mm	126 mm	115 mm	37 mm
Długość szczęk Length of jaws Maullänge длина челюсти	22 mm		33 mm		61 mm		33 mm